

Verzahnungsübersicht • TOOTHING OVERVIEW

APERÇU DE DENTELURE • RESUMEN DEL ELEGANAJE


225
Ref.:SGEA



D: Gips, Prothesenkunststoffe
E: PLASTERS, ACRYLICS FOR DENTURES
F: PLÁTRES, RÉSINES
ES: ESCAJOLA, ACRYLICOS


Als Linkshandfräser, FOR LEFT HANDED:
POUR GAUCHER, PARA ZURDO: **224**

223
Ref.:SGE




D: Gips, Prothesenkunststoffe
E: PLASTERS, ACRYLICS FOR DENTURES
F: PLÁTRES, RÉSINES
ES: ESCAJOLA, ACRYLICOS

220
Ref.:GE



D: Gips, Prothesenkunststoffe
E: PLASTERS, ACRYLICS FOR DENTURES
F: PLÁTRES, RÉSINES
ES: ESCAJOLA, ACRYLICOS

212
Ref.:GSQ



D: Prothesenkunststoffe, Softkunststoffe
E: ACRYLICS FOR DENTURES, SOFT ACRYLICS
F: RÉSINES, RÉSINES MOLLES
ES: ACRYLICOS, ACRYLICOS ELASTICOS


190
Ref.:E



D: Gips, Prothesenkunststoffe, Metalllegierungen
E: PLASTERS, ACRYLICS FOR DENTURES, METAL ALLOYS
F: PLÁTRES, RÉSINES, ALLIAGES MÉTAUX
ES: ESCAJOLA, ACRYLICOS, ALEACIONES DE METALES

Als Linkshandfräser, FOR LEFT HANDED:
POUR GAUCHER, PARA ZURDO: **192**

176
Ref.:Q




D: Gips, Prothesenkunststoffe
E: PLASTERS, ACRYLICS FOR DENTURES
F: PLÁTRES, RÉSINES
ES: ESCAJOLA, ACRYLICOS

175
Ref.:



D: Gips, Prothesenkunststoffe
E: PLASTERS, ACRYLICS FOR DENTURES
F: PLÁTRES, RÉSINES
ES: ESCAJOLA, ACRYLICOS

140
Ref.:EF



D: Prothesenkunststoffe, Metalllegierungen, Edelmetalle, Verblendkeramik
E: ACRYLICS FOR DENTURES, METAL ALLOYS, PRECIOUS METALS, VENEER CERAMICS
F: RÉSINES, ALLIAGES MÉTAUX, MÉTAUX PRÉCIEUX, CÉRAMIQUE LAMINÉE
ES: ACRYLICOS, ALEACIONES DE METALES, METALES PRECIOSOS, CERÁMICA DE VENEER


Als Linkshandfräser, FOR LEFT HANDED:
POUR GAUCHER, PARA ZURDO: **142**

138
Ref.:EFS




D: Metalllegierungen
E: METAL ALLOYS
F: ALLIAGES MÉTAUX
ES: ALEACIONES DE METALES

137
Ref.:AQ




D: Prothesenkunststoffe, Softkunststoffe, Metalllegierungen, Titan
E: ACRYLICS FOR DENTURES, SOFT ACRYLICS, METAL ALLOYS, TITANIUM
F: RÉSINES, RÉSINES MOLLES, ALLIAGES MÉTAUX, TITANE
ES: ACRYLICOS, ACRYLICOS ELASTICOS, ALEACIONES DE METALES, TITANIO

136
Ref.:FSQA



D: Prothesenkunststoffe, Softkunststoffe, Metalllegier., Titan, Verblendkeramik
E: ACRYLICS FOR DENTURES, SOFT ACRYLICS, METAL ALLOYS, TITANIUM, VENEER CERAMICS
F: RÉSINES, RÉSINES MOLLES, ALLIAGES MÉTAUX, TITANE, CÉRAMIQUE LAMINÉE
ES: ACRYLICOS, ACRYLICOS ELASTICOS, ALEACIONES DE METALES, TITANIO, CERÁMICA DE VENEER


134
Ref.:FSQ



D: Prothesenkunststoffe, Softkunststoffe, Metalllegier., Titan, Verblendkeramik
E: ACRYLICS FOR DENTURES, SOFT ACRYLICS, METAL ALLOYS, TITANIUM, VENEER CERAMICS
F: RÉSINES, RÉSINES MOLLES, ALLIAGES MÉTAUX, TITANE, CÉRAMIQUE LAMINÉE
ES: ACRYLICOS, ACRYLICOS ELASTICOS, ALEACIONES DE METALES, TITANIO, CERÁMICA DE VENEER

Als Linkshandfräser, FOR LEFT HANDED:
POUR GAUCHER, PARA ZURDO: **132**

NE



D: Metalllegierungen, Titan
E: METAL ALLOYS, TITANIUM
F: ALLIAGES MÉTAUX, TITANE
ES: ALEACIONES DE METALES, TITANIO

NEF



D: Metalllegierungen, Edelmetalle, Titan
E: METAL ALLOYS, PRECIOUS METALS, TITANIUM
F: ALLIAGES MÉTAUX, MÉTAUX PRÉCIEUX, TITANE
ES: ALEACIONES DE METALES, METALES PRECIOSOS, TITANIO

110
Ref.:NEF



D: Metalllegierungen, Edelmetalle, Verblendkeramik
E: METAL ALLOYS, PRECIOUS METALS, VENEER CERAMICS
F: ALLIAGES MÉTAUX, MÉTAUX PRÉCIEUX, CÉRAMIQUE LAMINÉE
ES: ALEACIONES DE METALES, METALES PRECIOSOS, CERÁMICA DE VENEER

